

MIKRONA+

Einzigartig. Schnell. Präzise.

Die digitale Innovation in
der Kieferorthopädie.


RetainerHubTM




Produktion digitalisiert.

Mit dem weltweit ersten automatischen Biegesystem wird die In-house Herstellung von Retainern zu einem mühelosen Erlebnis.

Nutzen Sie das gesamte Potential Ihrer intraoralen Scandaten und delegieren Sie die Retainerproduktion an Ihr Praxisteam.







Aus zwei mach eins.

Das Entbändern und Einsetzen des Retainers kann in einer einzigen anstatt zwei separaten Sitzungen erfolgen.

Nachdem die STL-Daten des intraoralen Scans eingelesen wurden, der virtuelle Designvorschlag geprüft und bei Bedarf optimiert worden ist, klicken Sie auf «Biegen». Wenige Minuten später liegt der fertige Retainer in der ergonomischen Ausgabeschale des RetainerHubs und ist bereit zum Einsetzen.

Das Erstellen und Versenden von Abdrücken und Meistermodellen gehört der Vergangenheit an.





Mehr Zeit und Geld für die wichtigen Dinge.


Wenn Sie mit dem RetainerHub nur zwei Retainer pro Tag produzieren, haben Sie das Gerät bereits nach einem halben Jahr amortisiert.

Wir wissen nicht, wie viel Zeit ihr Team für das Verpacken und Versenden von Abdrücken aufwenden muss, wenn dies jedoch in rekordverdächtigen drei Minuten geschieht, hätten Sie bei der Nutzung des RetainerHubs nach jedem hundertsten Retainer genug Zeit für andere Aktivitäten.





M+



RetainerHub

Für Sie weiterentwickelt.

Der RetainerHub ist die konsequente Weiterentwicklung des Bender1 der Firma YOAT.


Wählen Sie den von Ihnen am meisten genutzten Retainerdraht-Querschnitt, flach oder rund. Sofern wir Ihren Wunschquerschnitt nicht im Programm haben, prüfen wir gern eine individuelle Gerätemodifikation, so dass Sie Ihren Wunschdraht verarbeiten können.

Wir haben die Geräte-Standfläche um 38% reduziert.


Die Entnahme des filigranen Retainers wird durch eine ergonomische Ausgabeschale erleichtert.

Wählen Sie aus vier attraktiven Farben diejenige, die Ihnen am meisten zusagt.






Schnelle Hilfe, wenn sie am dringendsten gebraucht wird.



Unser qualifiziertes MIKRONA-Serviceteam unterstützt Sie gern bei der Installation und Inbetriebnahme des Gerätes in Ihrer Praxis.

Dank unseres Remote-Services stehen wir Ihnen bei Software- und Bedienerfragen schnell und unkompliziert zur Seite.





Überzeugen Sie sich selbst.

Wir möchten Ihnen den RetainerHub™ Pro gerne persönlich vorstellen und Ihnen die Möglichkeit bieten, seine Vorteile in Ihrer Praxis zu testen. Vereinbaren Sie noch heute einen Termin für eine persönliche Präsentation.

swiss@mikrona.com

+41 56 418 45 45



Technische Daten



245 mm

285 mm



400 mm

Drahttypen: vierkant oder rund.

System rund ø 0.45



DENTAURUM, dentaflex®
Stangendraht
Rund Edelstahl, 3-fach
verseilt:
0.45 mm / 0.18"
Ref. # 545-745-00



DENTAURUM, remanium®
Stangendraht
Rund Edelstahl, extra
federhart:
0.45 mm / 0.18"
Ref. # 535-045-00



DYNA FLEX, Gold Penta
Twist Stangendraht
Rund Golddraht, 6-fach
verseilt:
0.45 mm / 0.175"
Ref. # 0958G-102



ORMCO, Tripleflex™
Stangendraht
Rund Edelstahl, 3-fach
verseilt:
0.45 mm / 0.18"
Ref. # 264-0175

System rund ø 0.5



DENTAURUM, dentaflex®
Stangendraht
Rund Edelstahl, 3-fach
verseilt:
0.5 mm / 0.20"
Ref. # 545-750-00



DYNA FLEX, Gold Penta
Twist Stangendraht
Rund Golddraht, 6-fach
verseilt:
0.5 mm / 0.195"
Ref. # 0958G-103

System Eckig



DENTAURUM, remanium®
Stangendraht
Vierkant Edelstahl:
0.41 x 0.41 mm / 16 x 16
Ref. # 537-340-00



DENTAURUM, remanium®
Stangendraht
Rechteckig Edelstahl:
0.41 x 0.56 mm / 16 x 22
Ref. # 537-310-00





440.8021.01 / 2305